

neodisher® MediClean

Détergent liquide



Principaux domaines d'utilisation : Propriétés :

Pour le lavage manuel et en machine d'instruments chirurgicaux et dentaires, d'endoscopes, d'ustensiles d'anesthésie, de containers et d'autres ustensiles.

neodisher MediClean est un détergent faiblement alcalin. Peu moussant. Elimine les résidus de sang séché et dénaturé par les matières actives des désinfectants. Protège le matériel.

neodisher MediClean est approprié à l'acier inoxydable, le verre, les optiques, les matières synthétiques courantes ainsi que les matériaux des ustensiles d'anesthésie.

Tester le matériel en aluminium anodisé avant utilisation.

Procéder à la thermo-désinfection à la fin du programme avec de l'eau déminéralisée.

Pour une dureté d'eau >9°f l'installation d'un adoucisseur permet d'éviter l'entartrage de la machine et de réduire la consommation de détergent.

neodisher MediClean respecte l'environnement.

Pour le traitement des instruments en laveur-désinfecteur :

0,2 – 1 % (2 - 10 ml/l), à 50 - 60° C, 10 min.

Pour le traitement des endoscopes flexibles et accessoires d'endoscopie en laveur-désinfecteur :

0,5 % (5 ml/l), à 35 - 55° C, 5 min.

Pour le traitement manuel des instruments thermolabiles et thermostables :

0,5-2%, 10-30 min. à max. 40°C en bain à ultrasons et en bain de trempage.

Renouveler la solution chaque jour.

Pour le traitement manuel des endoscopes flexibles et accessoires d'endoscopie en bain à ultrasons et en bain de trempage :

0,5 - 3% (5 - 30 ml/l), 5 - 10 min, à max. 40°C.

Renouveler la solution chaque jour.

Pour le dosage utiliser le matériel de dosage approprié.

Rincer abondamment avec de l'eau (si possible déminéralisée)

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau.

Respecter les consignes des fabricants d'instruments et des fabricants de laveurs-désinfecteurs.

Poids spécifique (20° C) : 1,1 g/cm³

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,2 – 2,0 % : 9.9 – 10.1

Viscosité (concentré, 20° C) : < 10 mPas

Facteur de titrage : 0,8 (selon l'échelle de titrage spéciale neodisher MediClean)

Selon la recommandation européenne :

< 5 % tensioactifs anioniques

enzymes, agents de conservation (Phenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben)

Utilisation et dosage :

Données techniques :

Composants :

Marquage CE :

Stockage :


Indications de risques et consignes de sécurité :

Conditionnement :

FT 4043/2-3
10/10

neodisher MediClean est conforme à l'Annexe I de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Au frais et à l'abri du gel (0 – 25°C). 2 ans dans les conditions de stockage indiquées.

Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole 

neodisher MediClean n'est pas un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Bidons de 5 litres, 10 litres et 20 litres

