



DESIFOR-QUICK



Désinfection des surfaces • partiellement virucide

Domaine d'application

Pour la désinfection rapide et sans résidus des surfaces résistantes à l'alcool en médecine humaine et dans les domaines de l'alimentation, de l'industrie et établissements publics.

Mode d'emploi

Recouvrir complètement la surface à désinfecter préalablement nettoyée et laisser sécher. Respecter le temps d'exposition.

Domaine d'application / Efficacité	Concentration / Temps d'exposition	Remarque
Bactéricide, levuricide (alimentaire, industrie, usage domestique et établissements publics)	1 min. conc.	EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 16615 charge élevée
Bactéricide, levurocide (secteur de la médecine humaine)	5 min. conc.	VAH ; EN 13727, EN 13624, EN 16615 charge élevée
Tuberculocide (M. terrae)	30 sec. conc.	EN 14348 charge élevée
Mycobactéricide (M. terrae et M. avium)	1 min. conc.	EN 14348 charge élevée
effet virucide limité	15 sec. conc.	EN 14476 charge faible
effet virucide limité	1 min. conc.	EN 16777 charge élevée
Norovirus	30 sec. conc.	EN 14476 charge faible
Rotavirus	30 sec. conc.	EN 14476 sans charge

Informations techniques

Carton de 10 flacons doseurs
EUROS de 500 ml réf. DRS00177
Carton de 6 bouteilles de 500 ml,
2 pulvérisateurs réf. 00521
Carton de 2 bouteilles d'1 l
comportant 2 pulvérisateurs réf. 20522
Bidon de 5 l réf. 20451

Substances actives

100 g contiennent 63,1 g de 2-propanol; 2,9 g d'éthanol


Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) : danger; GHS02, GHS07

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et de la santé au travail N-58211, N-58212

CHZN5689

Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits avant usage.

Vous trouverez des accessoires adaptés sur notre site :



Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 1221

Caractéristiques

- Bactéricide (y compris MRSA) et levurocide
- Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV, coronavirus)
- Sans aldéhyde
- Sans parfum ni colorant
- Application avec lingette prête à l'emploi : DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, essai à 4 zones)
- Listé par la VAH
- Conformité HACCP

Remarque

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool telles que verre acrylique / plexiglas. Date de péremption à compter de la production : 3 ans. Conservation après ouverture : 3 ans. Respecter la fiche des données de sécurité.

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE