



Eltra

Monodétergent pour l'hygiène à 60° C

Eltra est un monodétergent pour un linge hygiéniquement propre à 60° C. Pour le lavage, la désinfection et le blanchiment

Utilisation: pour tous les textiles et toutes les sortes de linge, à l'exception de la laine, de la soie et du linge de couleurs sensibles

- **Propreté** Avec formule de détachage améliorée, élimine les odeurs désagréable déjà à partir de 30°C grâce à de l'oxygène activé
- **Sécurité** Application simple, résiste à l'eau dure, le blanchiment ménage les fibres
- **Efficacité** L'idéal pour les procédés à 1 bain, pour toutes les machines à bains interchangeables



Recommandations de dosage

Dosage indicatif g par kg de linge sec (rapport linge/bain 1:5) en cas de linge normalement sale. Pour des salissures plus fortes, augmenter la dose adéquatement

Dureté	°fH	Procédé à 2 bains		Procédé à 1 bain sans p rélavage
		Pré lavage	Lavage	
		g/kg	ml/kg	g/kg
douce	0-15	20	15	25
medium	15-25	25	20	30
dure/très dure	plus de 25	30	25	35

- 1) Votre service des eaux peut vous informer sur la dureté de l'eau en degrés (°fh).
- 2) Procédez à un pré lavage si le linge est très sale

Veuillez suivre les conseils de lavage du fabricant textile

Conseils généraux

Pour le linge taché de sang nous recommandons le procédé à 2 bains avec Perco Plus ou Bio X au pré lavage et Eltra au lavage principal.

Pour le linge de couleurs sensibles aux éclaircissements optiques nous recommandons Taxat color/Pursol Active ou Bio-X/Pursol Active

Désinfection du linge

Dosage: 5 - 7 g/l rapport linge-bain: 1:5 température de désinfection: 60° C durée d'action: 15 min

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

Valeur pH (Solution à 1% de l'eau douce)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C

Conditionnement

20 kg Sac

1011200